

SICHERHEITSDATENBLATT



Erstellung: 09.03.2006

MSDS-Nr: 40-001.4

Revision: 16.11.2010

Revisions-Nr.: 4

Version D: 27.01.2011

Astringedent® X

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

HANDELSNAME: Astringedent® X

ANWENDUNG / EINSATZ: Blutstillende Flüssigkeit

PRODUKT-CODE: AX

VERTRIEB in Deutschland:

HERSTELLER:

UP Dental GmbH.

Ultradent Products, Inc.

Am Westhover Berg 30

505 W. 10200 S.

D-51149 Köln

South Jordan UT 84095

Tel. +49-(0)2203-35 92-0

Tel. +1-801-553-4100

24-Std.-Notfall-Tel.-Nr.: CHEMTREC (international) +1-703-527-3887

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung	CAS	EINECS	Klassifikation	Inhalt %
Anionisches Eisen-Sulfat und Subsulfat	010028-22-5	233-072-9	Xn; R22, R36/38	12,7

3. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG:

„Xn“ – Gesundheitsschädlich

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

NOTFALLPLAN

SOFORT ZU BEACHTEN: R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

POTENTIELLE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN:

AUGEN: Kann schwere Augenreizungen verursachen.

HAUT: Kann die Haut reizen.

EINNAHME: Wenn verschluckt, KEIN Erbrechen herbeiführen – unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben. Sofort den Mund ausspülen und an die frische Luft bringen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

AUGEN: Mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.

HAUT: Sofort mit Seife und reichlich Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. In ärztliche Behandlung begeben, wenn Symptome anhalten. Kleidung vor der Wiederverwendung waschen.

EINNAHME: Große Mengen Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen, wenn große Mengen verschluckt wurden.

EINATMEN: entfällt.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

BRANDKLASSE: keine.

FEUERBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN: entfällt.

AUSRÜSTUNG ZUR FEUERBEKÄMPFUNG: entfällt.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

KLEINE VERSCHÜTTETE MENGE: Mit Tuch, Seife und Wasser aufwischen.

GROSSE VERSCHÜTTETE MENGE: Mit inaktivem, feuchtem, nicht brennbarem Material aufsaugen, dann Bereich mit Wassers abspülen.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN:

WASSERKONTAMINATION: Nicht zu erwarten.

BODENKONTAMINATION: Nicht zu erwarten.

LUFTKONTAMINATION: Noch nicht bestimmt.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG: Geeignete Schutzausrüstung tragen.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

SCHUTZAUSRÜSTUNG

AUGEN UND GESICHT: Schutzbrille mit Seitenschutz / Gesichtsschutz tragen.

HAUT: S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ATEMSCHUTZ: entfällt.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

GERUCH: Leichter Eisen-Geruch.

FARBE: Bernsteinfarben.

PHYSIKALISCHER ZUSTAND: Löslich in Wasser.

pH: ~ 1,0

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT: Ja.

POLYMERISATION: entfällt.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE: Keine.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUGEN: Schwere Augenreizungen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUT: Kann leichte Hautreizungen verursachen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

UMWELTDATEN: Keine Daten verfügbar. Ggf. Umweltbehörde anfragen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ART DER ENTSORGUNG: Gemäß den gültigen Behördenvorschriften entsorgen. (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

STRASSE UND SCHIENE (ADR/RID)

GEFAHRENKLASSIFIKATION: 9

VERPACKUNGSGRUPPE: III

LUFT (ICAO/IATA)

GEFAHRENKLASSE /-ABTEILUNG ersten Grades: 9

VERPACKUNGSGRUPPE: III


SCHIFF (IMO/IMDG)

GEFAHRENKLASSE / -ABTEILUNG ersten Grades: 9

VERPACKUNGSGRUPPE: III

15. VORSCHRIFTEN

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT EEC-AUFDRUCK UND -KLASSIFIZIERUNG



„Xn“ – Gesundheitsschädlich.

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

16. SONSTIGE ANGABEN

RELEVANTE R-SÄTZE:

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

ZUSAMMENGESTELLT VON: Susan Scott

REVISIONSZUSAMMENFASSUNG: Revision # 4:

Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt die Fassung vom 16.11.2010.

Die Änderungen der Information sind die folgenden: In Abschnitt 1: MSDS Produkt Code.

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS: NUR ZUR ZAHNÄRZTLICHEN VERWENDUNG: Laut Gebrauchsanweisung verwenden. Die Informationen und Empfehlungen stammen aus Quellen (Material-Sicherheitsdatenblätter für Rohmaterialien und Hersteller-Informationen), die als zuverlässig gelten. Ultradent Products, Inc. gibt jedoch keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit der Informationen oder die Eignung der Empfehlungen und übernimmt hierfür keine Haftung. Jeder Benutzer sollte diese Empfehlungen im speziellen Kontext der vorgesehenen Verwendung überprüfen und entscheiden, ob diese angemessen sind.