

# EG-Sicherheitsdatenblatt

PN 1401

Druckdatum: 17.03.2005

Revision : 01.03.2005

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Materialnummer: 500102

Handelsname: **NitraClean Reinigungstabletten**

Verpackung: Geblistert in einer Schachtel

Verwendung des Stoffes: Reinigungstabletten für DAC Autoklave

Angaben zum Hersteller: O<sub>2</sub>-Tabs Desinfektion GmbH  
Frauensteiner Str. 8  
D-09600 Weißenborn

Telefon: +49 3731 206980  
Fax: +49 3731 206981

Angaben zum Lieferanten: Nitram Dental A/S  
Sindalsvej 36  
DK-8240 Risskov

Telefon: +45 87439060  
Fax: +45 87439061

*Auskunftgebender Bereich:* Deutschland:  
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen  
D-14059 Berlin, Tel. +49 30 19240

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:**  
Neutrale Tablette

**Inhaltstoffe gem. EU-Empfehlung:**  
Nonionische Tenside

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

Stoffname	%	Symbole	R-Sätze.
Nonionische Tenside	5-15%	Xi	R36/38

### 3. Mögliche Gefahren

**Einstufung**

Keine

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:**

Keine

**Nach Hautkontakt:**

Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

**Nach Augenkontakt:**

Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:**

Alle gebräuchlichen Löschmittel (Produkt selbst brennt nicht), Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Keine

**Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase.**

Keine

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

Körper, Gesicht und Hände schützen.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Keine

**Umweltschutzmaßnahmen:**Keine

---

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Handhabung

#### Zusätzliche Hinweise:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 7.2 Lagerung

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Kühl und trocken in der Originalverpackung aufbewahren.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

#### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert/Einheit
--	--	--	--

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Keine

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Beschaffenheit:	Tablette
Form:	rund
Farbe:	blau
Geruch :	neutral
Höhe:	4.4 - 4.6 mm
Durchmesser:	13 mm
Gewicht:	1,05 ± 0,05g
Zerfallzeit/Auflösezeit:	120 - 180 sec. (at 20°C)

Flammpunkt:	entfällt
Zündtemperatur:	entfällt
Explosionsgrenzen:	entfällt

Dichte:	--
Schüttgewicht:	--
Viskosität:	--

Löslichkeit in Wasser:	mischbar
pH-Wert (20°C), 5° dH:	ca. 6.0-6.5

## 10. Stabilität und Reaktivität

### **Zu vermeidende Bedingungen**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### **Zu vermeidende Stoffe**

Nicht mit anderen Stoffen mischen.

### **Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## 11. Angaben zur Toxikologie

### **Reiz-/Ätzwirkung**

Das Produkt ist als reizend eingestuft, d.h. es kann bei kurzfristigem, länger andauerndem oder wiederholtem Kontakt mit Haut und Schleimhaut Entzündungen hervorrufen.

## 12. Angaben zur Ökologie

### **Weitere Hinweise**

Die Funktion von öffentlichen Kläranlagen wird selbst bei Zugabe größerer Mengen nicht beeinträchtigt. Die biologische Abbaubarkeit entspricht den geltenden Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG).

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### **Abfallschlüssel Produkt: 200130**

SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen.

## 14. Angaben zum Transport

### **14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)**

### **14.2 Binnenschifftransport**

### **14.3 Seeschifftransport**

### **14.4 Lufttransport**

### **14.5 Sonstige einschlägige Angaben**

---

## 15. Vorschriften

### 15.1 Kennzeichnung

#### Gefahrenbezeichnung(en)

Keine

#### R-Sätze

36 – Reizt die Augen.

#### S-Sätze

02-26

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

### 15.2 Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach VbF: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.

Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend.

Einstufung: Mischungsregel gem. VwVwS Anhang 4, Nr. 3 vom  
17.05.1999

## 16. Sonstige Angaben

### Auflistung der relevanten R-Sätze

36/38 Reizt die Augen und die Haut

### Weitere Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt in Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Qualitätsbeschreibung bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften.