

# KERR

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß der EG-Verordnung 2006/1907/EG (REACH)

Änderungsdatum: 19. September 2008

### BEREICH 1

#### Produkt- und Firmenbezeichnung

##### 1.1 Name des Produkts

**TEMP BOND ACCELERATOR (Tuben und Doppelspritzen)**

##### 1.2 Verwendung/Anwendungsgebiete:

Dentaler provisorischer Zement.

##### 1.3 Firma (Name, Adresse und Info-Rufnummer)

**KERR ITALIA S.r.l.**

Via Passanti, 332

84018 Scafati (SA) - Italien

Kostenlose Hotline: 00-800-41-050-505

##### 1.4 Notrufnummer (gemäß EG-Richtlinie 99/45/EG, Artikel 17)

+39.081.8508.325 (08.00-17.00 Uhr, Europäische Zeit, GMT+1)

E-Mail-Adresse: [safety@kerrhawe.com](mailto:safety@kerrhawe.com)

### BEREICH 2

#### Mögliche Gefahren

##### 2.1 Gefahrenklassifizierung (gemäß EG-Richtlinien 67/548/EWG und 99/45/EG)

Keine.

##### 2.2 Sonstige Gefahren

Keine.

### BEREICH 3

#### Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

(gemäß EG-Richtlinien 67/548/EWG, 99/45/EG und 2001/58/EG)

##### 3.1 Gefährliche Bestandteile

GEFÄHRLICHE BESTANDTEILE	%	GEFAHREN-SYMBOL	RISIKOSÄTZE	CAS-NR.	EINECS-Nr.
Zinkacetatdihydrat	0,5-2,0	Xn; Xi	22-36	5970-45-6	-

##### 3.2 Sonstige, nicht gefährliche Bestandteile

Kolophonium, Oligomere (NLP) und Eugenol.

**BEREICH 4****Erste-Hilfe-Maßnahmen**

4.1 Behandlung bei Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen.

4.2 Behandlung bei Hautkontakt: Mit Wasser und Seife reinigen.

4.3 Behandlung bei Einatmung: An die frische Luft bringen.

4.4 Behandlung bei Einnahme (Verschlucken): Einen Arzt konsultieren.

**BEREICH 5****Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

5.1 Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenchemikalie.

5.2 Unzulässige Löschmittel: Keine.

5.3 Besondere Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Keine.

5.4 Ungewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren: Keine.

5.5 Besondere Schutzausrüstung: Maske mit von der Umgebungsatmosphäre unabhängigem Atemschutzgerät.

**BEREICH 6****Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Die Vorsichtsmaßnahmen aus den nachfolgenden Bereichen (VII und VIII) übernehmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen.

6.3 Verfahren zur Regenerierung: Verschüttungen mit Tüchern aufnehmen und in geeignete Behälter geben.

**BEREICH 7****Handhabung und Lagerung** (gemäß Artikel 5 der EG-Richtlinie 98/24/EG)

7.1 Hinweise zum sicheren Umgang: Die in Bereich VIII aufgeführte Schutzkleidung tragen. Danach waschen.

7.2 Vorsichtsmaßnahmen bei Brand oder Explosion: Keine besonderen.

7.3 Lagerbedingungen: An einem kühlen und trockenen Ort lagern.

7.4 Empfohlene(r) Behälter: Die vom Hersteller bereitgestellten Originalbehälter.

7.5 Zusammenlagerungshinweise: Nicht verfügbar.

7.6 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht zutreffend.

7.7 Sonstige Vorsichtsmaßnahmen: Vorschriftsmäßig und nach den üblichen Praktiken der persönlichen Hygiene und Sicherheit verwenden. Die Verschlusskappen der Tuben nicht vertauschen, da dies zum Aushärten des Materials in den Tuben führen würde (gilt nur für Tubenvariante).

<b>BEREICH 8</b> <b>Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstungen</b>	
8.1 Expositionsgrenzwerte:	<u>TWA</u> : Nicht zutreffend; <u>TLV</u> : Nicht zutreffend.
<u>8.2 Maßnahmen zur Überwachung der Exposition</u>	
8.2.1 Vorsichtsmaßnahmen: (gemäß EG-Richtlinie 89/686/EWG und Artikel 4 der EG-Richtlinie 98/24/EG)	
Belüftung:	<u>Örtliche Abgasentlüftung</u> : Empfohlen. <u>Besondere Belüftung</u> : Keine. <u>Mechanische (allgemeine) Belüftung</u> : Keine. <u>Sonstige Belüftung</u> : Keine.
Atemschutz:	Einatmen der Dämpfe vermeiden. Eine geeignete Maske mit zugelassenem Filter gegen organische Dämpfe tragen, wenn die Konzentration die Grenzwerte übersteigt.
Handschutz:	Zur Vermeidung von Kontakt mit der Haut Handschuhe (Neopren oder Vinyl) verwenden.
Augenschutz:	Sicherheits- oder Schutzbrille optional.
Hautschutz:	Handhabung nach den üblichen Praktiken der persönlichen Hygiene und Sicherheit. Dies beinhaltet die Vermeidung unnötigen Kontaktes.
Sonstige Schutzausrüstung:	Besser einen Laborkittel tragen.
<u>Die in diesem Abschnitt aufgeführten Maßnahmen sind indikativ und NICHT präskriptiv zu verstehen (89/656/EWG).</u>	
8.2.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltexposition Nicht zutreffend.	

<b>BEREICH 9</b> <b>Physikalische und chemische Eigenschaften</b>	
9.1 Allgemeine Hinweise	
<u>Erscheinungsbild</u> : Bernsteinfarbene Paste.	<u>Geruch</u> : Eugenolgeruch (Nelkenöl).
9.2 Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit	
<u>pH</u> : Nicht zutreffend. <u>Siedepunkt</u> : Nicht bekannt. <u>Flammpunkt</u> : Nicht zutreffend. <u>Brennbarkeit</u> : Nicht entzündlich. <u>Untere Explosionsgrenze</u> : Nicht zutreffend. <u>Obere Explosionsgrenze</u> : Nicht zutreffend. <u>Oxidationseigenschaften</u> : Keine. <u>Dampfdruck</u> : Nicht festgelegt.	<u>Relative Dichte</u> : Nicht verfügbar. <u>Spezifisches Gewicht</u> : > 1 g/ml <u>Löslichkeit</u> : Unlöslich. <u>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser</u> : Nicht zutreffend. <u>Viskosität</u> : Nicht festgelegt. <u>Dampfdichte (Luft = 1)</u> : Nicht zutreffend. <u>Verdampfungsgrad (n-Butan = 1)</u> : Nicht verfügbar. <u>Schmelzpunkt</u> : Nicht zutreffend.
9.3 Sonstige Angaben (gemäß EG-Richtlinie 94/9/EG):	
<u>Mischbarkeit</u> : Nicht festgelegt. <u>Löslichkeit in Lipiden</u> : Nicht verfügbar.	<u>Leitfähigkeit</u> : Nicht festgelegt. <u>Gasgruppe</u> : Nicht zutreffend.

**BEREICH 10****Stabilität und Reaktivität**

Stabilität: Stabil.

10.1 Zu vermeidende Bedingungen: Übermäßige Hitze.

10.2 Zu vermeidende Materialien (Unverträglichkeit): Nicht zutreffend.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Nicht zutreffend.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen:

Gefährliche Polymerisationsprodukte: Nicht zutreffend.

Sicherheitsrelevante Bedeutung einer Veränderung des physikalischen Erscheinungsbildes: Keine bekannt.

Stabilisatoren: Das Produkt erfordert keine Stabilisierung.

**BEREICH 11****Angaben zur Toxikologie**

KMR-Wirkungen (Karzinogenizität, Mutagenizität und Reproduktionstoxizität):

Keine.

Auswirkungen und Gefahren durch Augenkontakt: Kann zu Irritationen der Augen führen.

Auswirkungen und Gefahren durch Hautkontakt: Kann zu Irritationen führen. Wiederholter Kontakt kann zu allergischer Dermatitis führen.

Auswirkungen und Gefahren durch Einatmung: Andauernder Kontakt kann zu Müdigkeit führen.

Auswirkungen und Gefahren durch Einnahme (Verschlucken): Kann bei Einnahme großer Mengen gesundheitsschädigend sein.

Auswirkungen nach andauerndem Kontakt: Das im Produkt enthaltene Eugenol kann bei einigen Patienten eine allergische Reaktion hervorrufen.

Toxikokinetische Wirkungen: Nicht bekannt.

Wirkungen auf Metabolismus: Nicht bekannt.

Toxikologische Daten zu Bestandteilen:

<b>Eugenol</b> (Akute Toxizität):	LD <sub>50</sub> (oral Ratte)	1930 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (intratracheal Ratte)	11 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (oral Maus)	3000 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (intraperitoneal Maus)	500 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (intravenös Maus)	72 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (oral Meerschweinchen)	2130 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (intratracheal Hamster)	11 mg/Kg
(RTECS-Daten zu	(Haut Mensch)	16 mg/48 Std (moderat)

(Eugenol, Fortsetzung)	(Haut Kaninchen)	100 mg/24 Std (schwer)
	(Haut Schwein)	50 mg /48 Std (leicht)
	(Haut Meerschweinchen)	100 mg/24 Std (moderat)
(Mutagenizität)	Schwache zytotoxische Aktivität auf HeLa-Zellen [RIFM] Mutation in Mikroorganismen (Salmonella typhimurium): 400 mg/Plättchen: mutagene Wirkung [RTEC, SAX]. Zytogene Analyse (Hamsterovarien): 400 mg/Plättchen: mutagene Wirkung [RTEC].	
Kolophonium, Oligomer	LD <sub>50</sub> (oral Ratte)	> 4000 mg/Kg
	LD <sub>50</sub> (Haut Kaninchen)	> 2500 mg/Kg

**BEREICH 12****Angaben zur Ökologie**

Von diesem Produkt ausgehende ökologische Gefahren sind nicht bekannt.

12.1 Ökotoxizität: Nicht verfügbar.

12.2 Mobilität: Nicht verfügbar.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfügbar

12.4 Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT-Bewertung (Bewertung hinsichtlich Persistenz und Biotoxizität): Nicht verfügbar.

12.6 Sonstige schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar.

Aquatische Toxizitätsdaten zu Bestandteilen:

Keine.

**BEREICH 13****Hinweise zur Entsorgung**

In Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

**BEREICH 14****Angaben zum Transport**14.1 Seeschifftransport (IMDG)

Das Produkt unterliegt keiner Vorschrift.

14.2 Lufttransport (ICAO/IATA)

Das Produkt unterliegt keiner Vorschrift.

14.3 Straßen-/Eisenbahntransport (RID/ADR)

Das Produkt unterliegt keiner Vorschrift.

**BEREICH 15** (Klassifizierung gemäß EG-Richtlinien 67/548/EWG und 99/45/EG)**Vorschriften**

Gefahrenkennzeichnung nicht erforderlich.

Dieses Produkt ist ein ausgenommenes medizinisches Gerät (Richtlinie 1999/45/EG, Artikel 1, Absatz 5g).

**BEREICH 16****Sonstige Angaben**16.1 Risikosätze aller Bestandteile

- 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
36 Reizt die Augen.

16.1.1 Sicherheitssätze aller Bestandteile

24/25 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

16.2 Quellen der für die Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verwendeten Eckdaten:

European Chemicals Bureau (ECB – [www.ecb.jrc.it](http://www.ecb.jrc.it))

European chemical Substances Information System (ESIS - [www.ecb.jrc.it/esis](http://www.ecb.jrc.it/esis))

ACGIH ([www.acgih.org](http://www.acgih.org))

NIOSH ([www.cdc.gov/niosh/](http://www.cdc.gov/niosh/))

OSHA ([www.osha.gov/](http://www.osha.gov/))

EU ([www.europa.eu/index\\_it.htm](http://www.europa.eu/index_it.htm))

IARC ([www.iarc.fr/](http://www.iarc.fr/))

NTP ([www.ntp.niehs.nih.gov](http://www.ntp.niehs.nih.gov))

Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft:

67/548/EWG:	Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen.
99/45/EG:	Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen.
2001/58/EG:	Zweite Änderung der Richtlinie 91/155/EWG zur Festlegung der Einzelheiten eines besonderen Informationssystems für gefährliche Zubereitungen (Artikel 14 der Richtlinie 99/45/EG) und für gefährliche Stoffe (Artikel 27 der Richtlinie
89/656/EWG:	Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (dritte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 (1) der Richtlinie 89/391/EWG).
89/686/EWG:	Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen.
94/9/EG:	Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
98/24/EG:	Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

Änderungshistorie des Dokuments: Erstausgabe gemäß der EG-Verordnung 2006/1907/EG (REACH)

**VORSICHT: PRODUKT NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

**Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf aktuell verfügbaren Informationen über die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen. Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen Prozessen/Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite oder implizite Garantie bezüglich Produktqualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck dar.**